

## ficha técnica

Nº de artículo **05550-DB**

Descripción **MED-COMFORT**  
Abrigo de visitante PP-Fleece  
heavy



TAMAÑOS	
	L/XL
ancho	150 cm
largo	115 cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input type="checkbox"/> Polipropileno (PP)	<input type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input checked="" type="checkbox"/> SMS				
color	<input type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rojo [R]	<input type="checkbox"/> blanco [W]	<input type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]
	<input checked="" type="checkbox"/> azul oscuro [DB]	<input type="checkbox"/> verde oscuro [DG]					
cierre	<input checked="" type="checkbox"/> para atar	<input type="checkbox"/> cremallera	<input type="checkbox"/> pulsadores	<input type="checkbox"/> cierre de velcro			
características	<input checked="" type="checkbox"/> puños de jersey	<input type="checkbox"/> puños elásticos	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> capucha	<input type="checkbox"/> cuello alto	<input type="checkbox"/> Parcialmente laminado	<input type="checkbox"/> protectores de mangas PE cosidos
	<input type="checkbox"/> se puede acortar mediante perforación	<input type="checkbox"/> bloqueados	<input type="checkbox"/> cubierta de polvo	<input type="checkbox"/> martillada	<input type="checkbox"/> mangas cortas	<input type="checkbox"/> con percha de cartón	<input checked="" type="checkbox"/> plegado individualmente

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI			
reglamento médico (EU) 2017/425	<input type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input checked="" type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos grasos	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input checked="" type="checkbox"/> alimentos secos	<input type="checkbox"/> no contacto con alimentos	

NORMAS							
probado de acuerdo a	<input type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input type="checkbox"/> ISO 16603	<input type="checkbox"/> ISO 16604	<input type="checkbox"/> ISO 22610	<input type="checkbox"/> ISO 22611	<input type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

## ficha técnica

Nº de artículo **05550-DB**

Descripción **MED-COMFORT**  
Abrigo de visitante PP-Fleece  
heavy



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	bolsa	
piezas por subembalaje	10	
GTIN subembalaje azul [B]	-	
GTIN subembalaje verde [G]	-	
GTIN subembalaje naranja [O]	-	
GTIN subembalaje rojo [R]	-	
GTIN subembalaje blanco [W]	-	
GTIN subembalaje amarillo [Y]	-	
GTIN subembalaje azul claro [LB]	-	
GTIN subembalaje azul oscuro [DB]	4044941021430	
GTIN subembalaje verde oscuro [DG]	-	
medidas y tamaños		
largo	480 mm	
ancho	400 mm	
alto	-	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
L/XL	837 g	842 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	4	
posiciones por palet	5	
altura del palet	212,5	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
L/XL	178 kg	203 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general information		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior azul [B]	-	
GTIN embalaje exterior verde [G]	-	
GTIN embalaje exterior naranja [O]	-	
GTIN embalaje exterior rojo [R]	-	
GTIN embalaje exterior blanco [W]	-	
GTIN embalaje exterior amarillo [Y]	-	
GTIN embalaje exterior azul claro [LB]	-	
GTIN embalaje exterior azul oscuro [DB]	4044941021447	
GTIN embalaje exterior verde oscuro [DG]	-	
medidas y tamaños		
largo	560 mm	
ancho	320 mm	
alto	395 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
L/XL	8.420 g	8.920 g

## ficha técnica

Nº de artículo **05550-DB**

Descripción **MED-COMFORT**  
**Abrigo de visitante PP-Fleece**  
**heavy**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

<b>Almacenamiento/ Caducidad</b>	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
--------------------------------------	--

<b>Utilización y revisión</b>	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). Este producto está destinado a un solo uso
-----------------------------------	--

<b>Eliminación de residuos</b>	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
------------------------------------	---

<b>Advertencias</b>	Un uso prolongado puede provocar estrés térmico. Este producto es inflamable - manténgalo alejado del fuego.
---------------------	---

<b>instrucciones para vestirse y desvestirse</b>	<b>FORMA DE PONÉRSELO:</b> - Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. - Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). - Abra la bata y póngasela. Asegúrese de que la prenda no se rasga. Cierre la bata rodeando el cuerpo con la cintura cuerpo y abrochándola con un lazo. <b>MÉTODO DE RETIRADA:</b> - Desabroche los lazos de la cintura y del cuello y quítese la bata de protecci
--	---

rev-no.: 3  
date: 04. 12.2024

Sous réserve de modifications et d'erreurs.