

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **08400-B**  
 Bezeichnung: **TOP-COMFORT**  
**Zeckenzange**  
**mit Clip**



MAßE				
Länge	Breite	Höhe	Durchmesser	Fassungsvermögen
290 mm	360 mm	-	-	-

PRODUKTBESCHREIBUNG							
<b>Material</b>	<input type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> PP-Vlies	<input type="checkbox"/> PP-Vlies mit PE-Beschichtung	<input type="checkbox"/> Papier	<input type="checkbox"/> Zellstoff	ABS
<b>Farbe</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Dunkelblau [DB]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Grün-Opak [GO]	<input type="checkbox"/> Lila [L]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]	<input type="checkbox"/> Lime [LIME]
	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Pink [P]	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input type="checkbox"/> Rose [Rose]	<input type="checkbox"/> Schwarz [SCH]	<input type="checkbox"/> Violett [V]	<input type="checkbox"/> Weiß [W]
	<input type="checkbox"/> Weinrot [WR]	<input checked="" type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Silber	<input type="checkbox"/> Natur	<input type="checkbox"/> blau/weiß		
<b>Eigenschaft</b>	<input type="checkbox"/> zum einmaligen Gebrauch	<input type="checkbox"/> zweischneidig	<input type="checkbox"/> 1-lagig	<input type="checkbox"/> fusselfrei	<input type="checkbox"/> mit weißem Deckel	<input checked="" type="checkbox"/> Im Blister mit Eurolochung	
<b>Inhaltsstoffe</b>	<input type="checkbox"/> 50% Urea (CAS 57-13-6)	<input type="checkbox"/> 50% Wasser					
<b>Bemerkung</b>							

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
<b>PSA-Verordnung (EU) 2016/425</b>	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
<b>MP-Verordnung (EU) 2017/745</b>	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse IIa	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
<b>Lebensmittelkontakt (EG) 1935/2004</b>	<input type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> nicht für Lebensmittel geeignet	

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **08400-B**  
Bezeichnung: **TOP-COMFORT**  
**Zeckenzange**  
**mit Clip**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton/PVC	
Stück pro Unterverpackung	1	
GTIN Unterverpackung Blau [B]	4044941043241	
GTIN Unterverpackung Dunkelblau [DB]	-	
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-	
GTIN Unterverpackung Grün-Opak [GO]	-	
GTIN Unterverpackung Lila [L]	-	
GTIN Unterverpackung Hellblau [LB]	-	
GTIN Unterverpackung Lime [LIME]	-	
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-	
GTIN Unterverpackung Pink [P]	-	
GTIN Unterverpackung Rot [R]	-	
GTIN Unterverpackung Rose [ROSE]	-	
GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Unterverpackung Violett [V]	-	
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-	
GTIN Unterverpackung Weinrot [WR]	-	
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-	
GTIN Unterverpackung Silber	-	
GTIN Unterverpackung Natur	-	
GTIN Unterverpackung	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	385 mm	
Breite	380 mm	
Höhe	70 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	10 g	17 g

LOGISTISCHE DATEN UMPERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	500	
GTIN Umverpackung Blau [B]	4044941043258	
GTIN Umverpackung Dunkelblau [DB]	-	
GTIN Umverpackung Grün [G]	-	
GTIN Umverpackung Grün-Opak [GO]	-	
GTIN Umverpackung Lila [L]	-	
GTIN Umverpackung Hellblau [LB]	-	
GTIN Umverpackung Lime [LIME]	-	
GTIN Umverpackung Orange [O]	-	
GTIN Umverpackung Pink [P]	-	
GTIN Umverpackung Rot [R]	-	
GTIN Umverpackung Rose [ROSE]	-	
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Umverpackung Violett [V]	-	
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-	
GTIN Umverpackung Weinrot [WR]	-	
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-	
GTIN Umverpackung Silber	-	
GTIN Umverpackung Natur	-	
GTIN Umverpackung	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	400 mm	
Breite	310 mm	
Höhe	400 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	8.500 g	9.000 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	6	
Lagen pro Palette	5	
Palettenhöhe	215 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	270 kg	295 kg

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **08400-B**  
Bezeichnung: **TOP-COMFORT**  
**Zeckenzange**  
**mit Clip**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

<b>Lagerung</b>	Artikel in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Kontrollieren Sie das Produkt vor der ersten Verwendung sowie regelmäßig auf Risse oder andere Beschädigungen und ersetzen Sie es bei Bedarf. Anwendung: Setzen Sie die Zange so nah wie möglich an der Haut an und ziehen Sie die Zecke vorsichtig und gleichmäßig heraus, ohne zu drehen oder zu quetschen. Reinigen und desinfizieren Sie die betroffene Stelle an der Haut nach der Entfernung der Zecke. Fassen Sie die entfernte Zecke nicht mit bloßen Händen an und entsorgen Sie sie sicher, z. B. in einem verschlossenen Behälter. Bei Hautreaktionen, Anzeichen einer Infektion oder unvollständiger Zeckenentfernung suchen Sie einen Arzt oder Tierarzt auf.
<b>Reinigungshinweise</b>	Nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Anschließend vollständig trocknen lassen. Nicht für die Spülmaschine geeignet.
<b>Entsorgung</b>	Das gebrauchte Produkt muss gemäß den Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgungsunternehmens entsorgt werden. Unbenutzte Produkte können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
<b>Warnhinweise / Sicherheitsinformationen</b>	Nicht für andere Anwendungen oder die Entfernung anderer Fremdkörper geeignet. Unsachgemäßer Gebrauch kann dazu führen, dass Teile der Zecke (z. B. der Kopf) in der Haut verbleiben. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen Arzt oder Tierarzt.