

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09402**

Descripción **Soporte para bolsas sanitarias**



| TAMAÑO |       |       |
|--------|-------|-------|
| largo  | ancho | alto  |
| 138 mm | 98 mm | 26 mm |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |  |   |  |   |  |  |  |
|--------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| material                 | <input type="checkbox"/> acero inoxidable    | <input type="checkbox"/> vidrio acrílico                    | <input type="checkbox"/> alambre recubierto de PVC                   | <input type="checkbox"/> plástico ABS                     | <input type="checkbox"/> carcasa: Aluminio | <input type="checkbox"/> bomba: aluminio | <input checked="" type="checkbox"/> Polipropileno (PP) |
| color                    | <input type="checkbox"/> plata               | <input type="checkbox"/> transparente                       | <input checked="" type="checkbox"/> blanco                           | <input type="checkbox"/> azul                             |  |  |  |
| propiedad                | <input type="checkbox"/> con ganchos móviles | <input checked="" type="checkbox"/> Con material de montaje | <input type="checkbox"/> Tope deslizante para ajustar la profundidad | <input checked="" type="checkbox"/> para montaje en pared |  |  |  |
| descriptón               |  |   |  |   |  |  |  |
| adecuado para            |  |   |  |   |  |  |  |

| DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE |               |            |
|----------------------------------|---------------|------------|
| información general              |               |            |
| material                         | bolsa         |            |
| piezas por subembalaje           | 1             |            |
| GTIN subembalaje                 | 4044941043531 |            |
| medidas y tamaños                |               |            |
| length                           | 139 mm        |            |
| width                            | 99 mm         |            |
| height                           | 27 mm         |            |
| pesos                            |               |            |
| tamaño                           | peso neto     | peso bruto |
| uni                              | 85 g          | 90 g       |

| DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR |               |            |
|---|---------------|------------|
| información general                     |               |            |
| material                                | cartón        |            |
| subpackings per outer packing           | 24            |            |
| GTIN embalaje exterior                  | 4044941041810 |            |
| medidas y tamaños                       |               |            |
| length                                  | 300 mm        |            |
| width                                   | 220 mm        |            |
| height                                  | 200 mm        |            |
| pesos                                   |               |            |
| tamaño                                  | peso neto     | peso bruto |
| uni                                     | 2.160 g       | 2.660 g    |

| DATOS LOGISTICOS DEL PALET |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| información general        |           |            |
| tipo de palet              | europalet |            |
| medidas y tamaños          |           |            |
| cartones por posición      | 16        |            |
| posiciones por palet       | 8         |            |
| altura del palet           | 175 cm    |            |
| pesos                      |           |            |
| tamaño                     | peso neto | peso bruto |
| uni                        | 340 kg    | 365 kg     |

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **L-09402**

Descripción **Soporte para bolsas sanitarias**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

|  |   |
|--|---|
| <b>almacenamiento</b>                          | Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.   |
| <b>advertencias / información de seguridad</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- El dispensador está destinado exclusivamente al almacenamiento y extracción de bolsas higiénicas.</li><li>- Monte el producto de forma firme y segura en la pared. Compruebe regularmente que el soporte es estable.</li><li>- Al instalar el dispensador, asegúrese de que las paredes ofrecen la estabilidad necesaria</li><li>- Antes de utilizarlo, asegúrese de que todas las piezas estén bien montadas e intactas.</li></ul> |
| <b>instrucciones de limpieza</b>               | Se puede limpiar fácilmente. Utilice productos de limpieza adecuados y paños suaves para evitar arañazos.   |

rev.-no.: 0  
fecha: 05.12.2024

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas