

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09268**  
 Marke / **MED-COMFORT**  
 Bezeichnung **Steckbecken  
 mit Deckel**



MAßE			
Ø inkl Rand	Ø unten	Höhe	Länge
420 mm	200 mm	85 mm	-

PRODUKTBESCHREIBUNG							
<b>Material</b>	<input type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> PP-Vlies	<input type="checkbox"/> PP-Vlies mit PE-Beschichtung	<input type="checkbox"/> Papier	<input type="checkbox"/> Zellstoff	<input checked="" type="checkbox"/> Edelstahl
<b>Farbe</b>	<input type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Lila [L]	<input type="checkbox"/> Hellblau [LB]	<input type="checkbox"/> Lime [Lime]	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Schwarz [SCH]
	<input type="checkbox"/> Rot [R]	<input type="checkbox"/> Rose [Rose]	<input type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input checked="" type="checkbox"/> Silber	<input type="checkbox"/> Natur	<input type="checkbox"/>
<b>Eigenschaft</b>	<input type="checkbox"/> zum einmaligen Gebrauch	<input type="checkbox"/> zweischneidig	<input type="checkbox"/> 1-lagig	<input type="checkbox"/> fusselfrei	<input type="checkbox"/> mit weißem Deckel	<input type="checkbox"/> Füllmenge 2.000 ml	
<b>Bemerkung</b>	autoklavierbar - 260°C						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
<b>PSA-Verordnung (EU) 2016/425</b>	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
<b>MP-Verordnung (EU) 2017/745</b>	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	
<b>Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004</b>	<input type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> nicht für Lebensmittel geeignet	

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09268**  
 Marke / **MED-COMFORT**  
 Bezeichnung **Steckbecken  
 mit Deckel**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	1	
GTIN Unterverpackung Blau [B]	-	
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-	
GTIN Unterverpackung Lila [L]	-	
GTIN Unterverpackung Hellblau [LB]	-	
GTIN Unterverpackung Lime [Lime]	-	
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-	
GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Unterverpackung Rot [R]	-	
GTIN Unterverpackung Rose [ROSE]	-	
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-	
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-	
GTIN Unterverpackung Silber	4044941039886	
GTIN Unterverpackung Natur	-	
GTIN Unterverpackung	-	
Maße & Größe		
Länge	-	
Breite	-	
Höhe	-	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	1.249 g	1.284 g

LOGISTISCHE DATEN UMPERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung Blau [B]	-	
GTIN Umverpackung Grün [G]	-	
GTIN Umverpackung Lila [L]	-	
GTIN Umverpackung Hellblau [LB]	-	
GTIN Umverpackung Lime [Lime]	-	
GTIN Umverpackung Orange [O]	-	
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Umverpackung Rot [R]	-	
GTIN Umverpackung Rose [ROSE]	-	
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-	
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-	
GTIN Umverpackung Silber	4044941039893	
GTIN Umverpackung Natur	-	
GTIN Umverpackung	-	
Maße & Größe		
Länge	960 mm	
Breite	420 mm	
Höhe	330 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	12.840 g	13.340 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Einwegpalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	6	
Lagen pro Palette	2	
Palettenhöhe	81 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	160 kg	185 kg

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09268**  
Marke / **MED-COMFORT**  
Bezeichnung **Steckbecken  
mit Deckel**



<b>Lagerung</b>	Artikel in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Das Produkt ist ausschließlich für den vorgesehenen Gebrauch einzusetzen. Vor Gebrauch das Produkt auf evtl. Schäden (Risse, Dellen, scharfe Kanten) überprüfen. Bei Schäden austauschen.
<b>Reinigungshinweise</b>	Autoklavierbar bis max. 260 °C. Nur geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet. Nach jeder Anwendung gründlich reinigen. Das Produkt kann mit Seife, Seifenwasser und ähnlichen Waschmitteln gereinigt werden und muss im Anschluss gut getrocknet werden.
<b>Entsorgung</b>	Das gebrauchte Produkt muss gemäß den Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgungsunternehmens entsorgt werden.
<b>Warnhinweise / Sicherheitsinformationen</b>	Nach der Sterilisation kann das Becken sehr heiß sein – Verbrühungsgefahr. Bei sichtbaren Schäden (z. B. Risse, Grate) darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Bei Mängeln das Produkt fachgerecht entsorgen und ersetzen.

Rev.-Nr.: 0

Datum 07. 04.2025

Änderungen & Irrtümer vorbehalten